

REUSABLE OPHTHALMIC BURR TIPS EN

REF 0011, 0012 (For use with REF 0010 Burr Handle)

WARNING: (THIS ONLY APPLIES WHEN USING BURR HANDLE)

Do not use in the presence of flammable gases/materials or oxygen-enriched environments. Fire could result.

CAUTION:

This product is sold NON-STERILE. Sterilize prior to use.

CLEANING INSTRUCTIONS:

- Remove all gross matter (blood, tissue) by wiping the burr using a gauze pad or soft cloth dampened with warm tap water until all visible debris is removed.
- Soak the burr in an enzymatic detergent mixture diluted according to the manufacturer’s instructions. The burrs may also be cleaned using a soft bristled cleaning brush to remove any visible debris.
- Remove cleaning agents from burr by wiping with a cloth dampened in tap water.
- Dry burr thoroughly.

STERILIZATION INSTRUCTIONS:

NUMBER OF USES WHEN STERILIZED BY STEAM AUTOCLAVE: 25

- Steam autoclave at 250° F. to 254° F. (121° C. to 123° C.) for 35 minutes using an autoclavable pouch or wrapped cloth method. Consult the AAMI recommended practice for steam sterilization using the wrapped cloth method. Allow the electrode to cool at least 30 minutes.
 - Flash autoclaving is not recommended.
- Disposal
- Biohazard – Dispose of electrode according to facility procedures

GENANVENDELIGE OPHTHALMISKE FRÆSERSPIDSER DA

REF 0011, 0012 (*til brug sammen med REF: 0010 Fræserhåndtag*)

ADVARSEL: (DETTE GÆLDER KUN, NÅR FRÆSERHÅNDTAGET ANVENDES)

Må ikke anvendes i nærheden af brændbare gasarter/materialer eller oxygenmættede miljøer. Kan medføre brand.

ADVARSEL:

Dette produkt sælges IKKE-STERILT. Det skal steriliseres inden ibrugtagning.

RENGØRINGSANVISNING:

- Fjern al groft materiale (blod, væv) ved at aftørre fræseren med en gazetampon eller en blød klud fugtet med varmt vand fra hanen, indtil alle synlige urenheder er fjernet.
- Sænk fræseren ned i en enzymholdig rengøringsblanding, der er fortyndet i henhold til producentens anvisning. Fræserne kan også rengøres med en blød børste til fjernelse af alle synlige urenheder.
- Fjern rengøringsmidlet fra fræseren med en klud, der er fugtet med vand fra hanen.
- Aftør fræseren grundigt.

STERILISATIONSANVISNING:

ANTAL GANGE, INSTRUMENTET MÅ BRUGES, HVER GANG DET ER

DAMPAUTOKLAVET: 25

- Dampautoklaver ved 121 °C til 123 °C (250 °F til 254 °F) i 35 minutter efter metoden med autoklaverbar pose eller kludeomslag. Se AAMI’s anbefalede praksis for dampsterilisation ifølge metoden med kludeomslag. Lad elektroden køle ned i mindst 30 minutter.

- Flash-autoklavering frarådes.

Bortskaffelse

- Biologisk betinget fare – Kasser elektroden i overensstemmelse med hospitalsprocedurerne

HERBRUIKBARE OFTALMISCHE BOORTIPS NL

REF 0011, 0012 (*Voor gebruik met REF: 0010 Boorhandgreep*)

WAARSCHUWING: (DIT IS ALLEEN VAN TOEPASSING BIJ GEBRUIK VAN DE BOORHANDGREEP)

Niet gebruiken in aanwezigheid van ontvlambare gassen / materialen of in zuurstofrijke omgevingen. Dit kan leiden tot brand.

LET OP:

Dit product wordt NIET-STERIEL verkocht. Vóór gebruik steriliseren.

REINIGINGSINSTRUCTIES:

- Verwijder het vuil (bloed, weefsel) door de boor af te vegen aan een gaasje of zachte doek, bevochtigd met warm kraanwater, tot al het zichtbare vuil is verwijderd.
- Week de boor in een enzymatisch reinigingsmiddel, bereid volgens de instructies van de fabrikant. De boren kunnen ook worden gereinigd met een zachte borstel om het zichtbare vuil te verwijderen.
- Verwijder het reinigingsmiddel van de boor door de boor af te nemen met een doek, bevochtigd met kraanwater.
- Droog de boor goed af.

STERILISATIE-INSTRUCTIES:

MAXIMUM AANTAL GEBRUIKEN NA STOOMAUTOCLAAFSTERILISATIE: 25

- Stoomautoclaveren bij 121 °C tot 123 °C (250 °F tot 254 °F) gedurende 35 minuten met een autoclaveerbare zak of volgens de wikkelmethode. Raadpleeg de door AAMI aanbevolen werkwijze voor stoomsterilisatie volgens de wikkelmethode. Laat de elektrode minimaal 30 minuten afkoelen.
 - Flashautoclaveren wordt niet aanbevolen.
- Afvoeren als afval
- Biologisch gevaar – Voer de elektrode af in overeenstemming met de procedures van de instelling

UUDELEEN KÄYTETTÄVÄT OFTALMISET PORANTERÄT FI

REF 0011, 0012 (*Käytetään VIITTEEN: 0010 Porankahva, kanssa*)

VAROITUS: (KOSKEE VAIN PORANKAHVAN KÄYTTÖÄ)

Ei saa käyttää syttyvien kaasujen/materiaalien läheisyydessä tai happirikastetussa ympäristössä. Se voi johtaa tulipaloon.

HUOMIO:

Tämä tuote myydään EPÄSTERIILINÄ. Steriloitava ennen käyttöä.

PUHDISTUSOHJEET

- Pyyhi porasta kaikki suurempi lika (veri, kudos) pois harsolla, harsotyynällä tai pehmeällä, lämpimään vesijohtoveteen kostutetulla liinalla kunnes kaikki näkyvä lika on poissa.
- Liota poraa valmistajan ohjeiden mukaan valmistetussa entsyymaattisessa puhdistusaineliuoksessa. Näkyvä lika voidaan puhdistaa porista myös pehmeäharjaksisella harjalla.
- Poista puhdistusaine porien pinnoilta pyyhkimällä ne vesijohtoveteen kostutetulla liinalla.
- Kuivaa pora huolellisesti.

STERILOINTIOHJEET:

HÖYRYAUTOKLAVOINNIN SISÄLTÄMIEN KÄYTTÖKERTOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄ: 25

- Höyryautoklavointi 121° C - 123° C (250° F - 254° F) asteessa, 35 minuuttia, autoklaaviin soveltuvaassa pussissa tai liinaan pakattuna. Liinaan pakkaamisenetelmällä suoritettavaan höyrysterilointiin liittyvät suositukset löytyvät AAMI-standardeista. Elektrodien on annettava jäähtyä ainakin 30 minuuttia.
- Iskusterilointia ei suositella.

Hävittäminen

- Biovaarallinen – Hävitä elektrodi sairaalan käytännön mukaisesti

EMBOUTS POUR FRAISE OPHTALMIQUE RÉUTILISABLES FR

REF 0011, 0012 (*à utiliser avec la poignée de fraise RÉF : 0010*)

AVERTISSEMENT : (S'APPLIQUE UNIQUEMENT LORSQU'UNE POIGNÉE DE FRAISE EST UTILISÉE)

Ne pas utiliser en présence de matières/gaz inflammables ou dans des environnements enrichis d’oxygène. Il pourrait en résulter un incendie.

MISE EN GARDE :

Ce produit est vendu NON STÉRILE. Stériliser avant l’emploi.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :

- Pour éliminer tous les matériaux grossiers (sang, tissu), essuyer la fraise à l’aide d’un tampon de gaze ou un chiffon doux humecté d’eau du robinet chaude jusqu’à éliminer tous les débris visibles.
- Faire tremper la fraise dans un mélange de détergent enzymatique dilué conformément aux instructions du fabricant. La fraise peut également être nettoyée à l’aide d’une brosse souple faite de soie pour éliminer les débris visibles.
- Éliminer les agents nettoyants de la fraise en l’essuyant à l’aide d’un chiffon humecté d’eau du robinet.
- Sécher entièrement la fraise.

INSTRUCTIONS DE STÉRILISATION :

NOMBRE D’UTILISATIONS EN CAS DE STÉRILISATION PAR AUTOCLAVE À VAPEUR : 25

- Placer en autoclave à vapeur entre 121 °C - 123 °C (250 °F - 254 °F) pendant 35 minutes à l’aide d’un sachet autoclavable ou selon la méthode en enveloppe. Consulter les pratiques recommandées par l’AAMI concernant la stérilisation à la vapeur à l’aide de la méthode en enveloppe. Laisser l’électrode refroidir pendant 30 minutes au moins.
- La stérilisation en autoclave rapide est déconseillée.

Élimination

- Risque biologique – Mettre au rebut l’électrode conformément aux procédures de l’établissement

WIEDERVERWENDBARE OPHTHALMOLOGISCHE

BOHRERSPITZEN DE

REF 0011, 0012 (*Zur Verwendung mit dem Bohrergriff mit der Art.-Bez. 0010*)

WARNUNG: (DIES GILT NUR BEI VERWENDUNG MIT DEM BOHRERGRIFF)

Nicht in der Nähe entflammbarer Gase/Materialien oder in sauerstoffangereicherten Umgebungen verwenden, da dies zu Bränden führen kann.

ACHTUNG:

Dieses Produkt wird UNSTERIL verkauft. Vor Gebrauch sterilisieren.

REINIGUNGSANWEISUNGEN:

- Alle groben Verunreinigungen (Blut, Gewebereste) durch Abwischen des Bohrers mit einem mit warmem Leitungswasser angefeuchteten Gazetupfer oder weichen Tuch vollständig entfernen.
- Den Bohrer in einer entsprechend den Herstellerangaben verdünnten enzymatischen Reinigungslösung einweichen. Die Bohrer können auch mit einer weichen Reinigungsbürste von allen sichtbaren Verunreinigungen befreit werden.
- Die Reinigungsmittel durch Abwischen mit einem mit Leitungswasser befeuchteten Tuch von dem Bohrer entfernen.
- Den Bohrer gründlich abtrocknen.

STERILISATIONSANWEISUNGEN:

ANZAHL DER VERWENDUNGEN MIT STERILISATION MITTELS DAMPAUTOKLAV: 25

- In einen Autoklavierbeutel geben oder in ein Tuch einwickeln und 35 Minuten bei 121 bis 123 °C (250 bis 254 °F) dampfautoklavieren. Von AAMI empfohlenes Verfahren beachten, wenn in einem Tuch eingewickelt dampfsterilisiert wird. Die Elektroden mindestens 30 Minuten abkühlen lassen.
- Blitz-Autoklavieren ist nicht empfohlen.

Entsorgung

- Biologisches Gefahrgut – Elektrode gemäß der Einrichtungsrichtlinien entsorgen

PUNTE FRESA OFTALMICHE RIUTILIZZABILI IT

REF 0011, 0012 (*da utilizzare solo con il manipolo fresa RIF: 0010*)

AVVERTENZA: (VIGE SOLO QUANDO SI UTILIZZI UN MANIPOLO FRESA)

Per non innescare fiamme, non utilizzare in presenza di gas o materiali infiammabili o in ambienti ricchi di ossigeno.

ATTENZIONE:

questo prodotto è venduto NON-STERILE. Sterilizzare prima dell’uso.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA:

- Rimuovere i materiali più grossi (sangue, tessuto) strofinando la fresa con un tampone di garza o un panno morbido inumidito di acqua di rubinetto tiepida fino alla completa rimozione dei residui visibili.
- Immergere la fresa in un detergente enzimatico diluito conformemente alle istruzioni del produttore. Le frese si possono pulire anche con una spazzola a setole morbide per rimuovere tutti i residui visibili.
- Rimuovere gli agenti detergenti dalla fresa strofinando un

panno inumidito di acqua di rubinetto.

4. Asciugare interamente la fresa.

ISTRUZIONI PER LA STERILIZZAZIONE:

NUMERO DEGLI UTILIZZI SE STERILIZZATE A VAPORE OGNI VOLTA IN AUTOCLAVE: 25

- Sterilizzare in autoclave a 121° C ~ 123° C (250° F ~ 254° F) per 35 minuti utilizzando una busta autoclavabile o avvolgendo in un panno. Consultare la pratica raccomandata dall'AAMI per la sterilizzazione a vapore con il metodo dell'avvolgimento in un panno. Attendere almeno 30 minuti che l'elettrodo si raffreddi.
- La sterilizzazione rapida in autoclave (flash sterilization) è sconsigliata.

Smaltimento

- Rischio biologico – Smaltire l'elettrodo secondo le procedure della struttura ospedaliera

PONTAS DE BROCA OFTÁLMICA REUTILIZÁVEIS PT

REF 0011, 0012 *(Para utilização com o Cabo de Broca REF: 0010)*

AVISO: (APLICÁVEL APENAS AOS CASOS EM QUE É UTILIZADO UM CABO DE BROCA) Não utilize na presença de gases/materiais inflamáveis ou ambientes ricos em oxigénio. Possibilidade de ocorrência de incêndio.

.....

ADVERTÊNCIA:

Este produto é vendido **NÃO ESTERILIZADO**. Esterilize antes de utilizar.

.....

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA:

- Remova todos os materiais (sangue, tecido) limpando a broca utilizando uma gaze ou pano macio humedecido com água morna da torneira até que todos os resíduos visíveis tenham sido removidos.
- Embeba a broca numa mistura de detergente enzimático diluído de acordo com as instruções do fabricante. As brocas também podem ser limpas utilizando uma escova de limpeza de cerdas macias para remover quaisquer resíduos visíveis.
- Remova os agentes de limpeza da broca limpando com um pano humedecido em água da torneira.
- Seque cuidadosamente a broca.

INSTRUÇÕES DE ESTERILIZAÇÃO:

NÚMERO DE UTILIZAÇÕES AQUANDO DA ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE A VAPOR: 25

- Esterilize em autoclave a vapor a uma temperatura entre 121 °C. e 123 °C. (250 °F. e 254 °F.) durante 35 minutos utilizando uma embalagem autoclavável ou o método de tecido enrolado. Consulte a prática recomendada AAMI para esterilização a vapor utilizando o método de tecido enrolado. Deixe o eléctrodo arrefecer durante, pelo menos, 30 minutos.
 - Não se recomenda a esterilização por autoclave “flash”.
- Eliminação
- Perigo biológico – Elimine o eléctrodo de acordo com os procedimentos da instituição

PUNTAS DE FRESA OFTÁLMICAS REUTILIZABLES ES

REF 0011, 0012 *(para uso con REF: 0010 Mango de fresa)*

ADVERTENCIA: (SOLO APLICABLE CUANDO SE UTILIZA UN MANGO DE FRESA)

No utilice el dispositivo en presencia de gases o materiales inflamables o en entornos enriquecidos con oxígeno. Podría originarse un incendio.

.....

PRECAUCIÓN:

Este producto se entrega **NO ESTÉRIL**. Debe esterilizarse antes de su uso.

.....

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

- Elimine las sustancias de mayor volumen (sangre y tejido) limpiando la fresa con una gasa o paño suave humedecido en agua corriente tibia hasta que no quede resto de residuos.
- Remoje la fresa con una mezcla enzimática de detergente diluido según las instrucciones del fabricante. También puede eliminar los residuos visibles de las fresas con un cepillo de cerdas suaves.
- Elimine los agentes de limpieza de la fresa limpiándola con un paño empapado en agua corriente.
- Seque bien la fresa.

INSTRUCCIONES DE ESTERILIZACIÓN:

NÚMERO DE USOS CON ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE CON VAPOR: 25

- Esterilice en autoclave con vapor a entre 121 °C y 123 °C (250 °F a 254 °F) durante 35 minutos mediante una bolsa o envoltura para autoclave. Consulte las instrucciones recomendadas por la Asociación estadounidense para el Avance de la Instrumentación Médica (AAMI) para la esterilización con vapor del instrumento envuelto. Deje que el electrodo se enfríe durante 30 minutos.
- No se recomienda la esterilización instantánea en autoclave.
Eliminación
 - Peligro biológico – Deseche el electrodo de acuerdo con los procedimientos del centro

ÅTERANVÄNDNINGSBARA OFTALMOLOGISKA BORRSPETSAR SV

REF 0011, 0012 *(Att användas tillsammans med REF: 0010 Borrhandtag)*

VARNING: (DETTA GÄLLER ENDAST VID ANVÄNDNING AV BORRHANDTAG) Använd inte i närvaro av lättantändliga gaser/material eller i syrerika omgivningar. Brand kan uppstå.

.....

FÖRSIKTIGHET:

Den här produkten säljs **ICKE-STERIL**. Sterilisera innan användning.

.....

RENGÖRINGSANVISNINGAR:

- Avlägsna allt grovt material (blod, vävnad) genom att torka borren med en kompress eller mjuk duk fuktad med varmt kranvatten till dess alla synliga rester avlägsnats.
- Dränk in borren i ett enzymatiskt lösningsmedel, utspätt enligt tillverkarens anvisningar. Borren kan också rengöras genom att med en mjuk borste avlägsna synliga rester.
- Avlägsna rengöringsmedel från borren genom att torka med en duk som fuktats i kranvatten.
- Torka borren noggrant.

STERILISERINGSANVISNINGAR:

ANTALET ANVÄNDNINGAR VID STERILISERING MED ÅNGAUTOKLAV: 25

- Ångautoklavera vid 121° C till 123° C (250° F till 254° F) under 35 minuter i en autoklaverbar påse eller inlindad i en

duk. Se tekniken som rekommenderas av AAMI angående ångsterilisering vid inlindning i en duk. Låt elektroden svalna minst 30 minuter.

2. Snabbautoklivering rekommenderas inte.

Bortskaffande

- Biologiskt riskavfall – Kassera elektroden enligt inrättningens procedurer

ΜΥΤΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΓΛΥΦΑΝΟΥ EL

REF 0011, 0012 *(Για χρήση με τη Λαβή γλύφάνου με ΚΩΔ. ΑΝΑΦ.: 0010)*

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: (ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΛΑΒΗ ΓΛΥΦΑΝΟΥ) Μη χρησιμοποιείτε παρουσία εύφλεκτων αερίων/ υλικών ή σε περιβάλλοντα εμπλουτισμένα με οξυγόνο. Μπορεί να προκύψει πυρκαγιά.

.....

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αυτό το προϊόν πωλείται ΜΗ ΣΤΕΙΡΟ. Αποστειρώνετε πριν από τη χρήση.

.....

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:

- Αφαιρέστε όλα τα αδρά σωματίδια (αίμα, ιστοί) σκουπίζοντας το γλύφανο με ένα επίθεμα γάζας ή ένα μαλακό πανί βρεγμένο με ζεστό νερό βρύσης μέχρι να έχουν αφαιρεθεί όλοι οι ορατοί ρύποι.
- Εμβάπτιστε το γλύφανο σε ένα μίγμα ενζυματικού απορρυπαντικού παρασκευασμένου σύμφωνα με τος οδηγίες του κατασκευαστή. Τα γλύφανα μπορούν επίσης να καθαριστούν με μία βούρτσα καθαρισμού με μαλακή τρίχα για την αφαίρεση των ορατών ρύπων.
- Αφαιρέστε τις καθαριστικές ουσίες από το γλύφανο σκουπίζοντάς το με ένα πανί βρεγμένο με νερό βρύσης.
- Στεγνώστε σχολαστικά το γλύφανο.

.....

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΟΤΑΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ ΑΤΜΟΥ: 25

- Αποστειρώστε σε αυτόκαυστο ατμού στους 121 °C. έως 123 °C. (250 °F. έως 254 °F.) για 35 λεπτά χρησιμοποιώντας μία σακούλα αποστείρωσης για χρήση σε αυτόκαυστο ή εφαρμόζοντας τη μέθοδο περιτύλιξης με πανί. Συμβουλευτείτε τις προτεινόμενες πρακτικές AAMI για την αποστείρωση με ατμό όταν εφαρμόζετε τη μέθοδο περιτύλιξης με πανί. Αφήστε το ηλεκτρόδιο να κρῶσει για τουλάχιστον 30 λεπτά.
- Δεν συνιστάται η ταχεία (Flash) αποστείρωση σε αυτόκαυστο.
Απόρριψη
 - Βιολογικός κίνδυνος – Απορρίψτε το ηλεκτρόδιο σύμφωνα με τις διαδικασίες του ιδρύματος

可重复使用眼科钻孔器钻头 CN

REF 0011, 0012 *(与参考号： 0010 钻杆配合使用)*

警告 (这仅在使用眼科钻杆时使用) 请勿在存在易燃气体/材料或含氧量高的环境中使用，否则可能会引发火灾。

.....

当心：

本产品售前未灭菌。请在使用前灭菌。

.....

清洗说明：

- 用一块在温热自来水中沾湿的纱布片或软布擦去钻孔器上的所有污物（

血、组织），直至清除所有可见残渣。

- 将钻孔器浸入依照生产厂家的说明稀释的加酶清洁剂。还可使用软毛刷除去钻孔器上的任何可见污物。
- 用在自来水中浸湿的布片擦去钻孔器上的清洁剂。
- 使钻孔器彻底干燥。

.....

灭菌说明：

用蒸气高压灭菌器灭菌的使用次数： 25

- 用高压灭菌袋或布包法在 121°C.到 123°C (250°F 到 254°F) 条件下进行蒸气高压灭菌，持续 35 分钟。有关使用布包法进行蒸气高压灭菌的方法，请参考 AAMI 建议规范。让电极冷却至少 30 分钟。

- 建议不要采用瞬间高压灭菌法。

处置

- 生物危害 - 请按照所在机构的规定程序处置电极

眼科用バーチップ JP

REF 0011, 0012 *(カタログ参照番号: 0010 バーハンドルとともに使用)*

警告： (これはバーハンドルを使用する場合だけに適用されます) 可燃性のガス/可燃物のあるところや酸素富化雰囲気では使用しないでください。火災が発生するおそれがあります。

.....

警告：

本製品は滅菌せずに販売されています。使用前に滅菌してください。

.....

洗浄方法：

- 目に見える破片が取り除かれるまでぬるい水道水で湿らせたガーゼパッドまたは柔らかい布を使ってバーを拭き、不快物（血液、組織）をすべて取り除いてください。
- 製造元の説明書に従って薄めた酵素洗剤液で湿らせたガーゼパッドまたは柔らかい布を使ってバーを拭いてください。また、バーについた目に見える破片は、柔らかい毛先のブラシを使用して取り除くこともできます。
- 水道水で湿らせた布で拭いてバーから洗剤を取り除きます。
- バーを完全に乾燥させてください。

.....


滅菌方法：

スチームオートクレーブ滅菌での使用回数： 25

- オートクレーブ用パウチまたは包布法を使用して、121° C から 123° C (250° F から 254° F) にて35分間スチームオートクレーブしてください。包布法を使ってスチームオートクレーブする場合は、AAMIの推奨する方法に従ってください。電極は、温度が下がるまで少なくとも30分ほど放置してください。
- フラッシュオートクレーブ法は推奨しません。

廃棄

- バイオハザード – 施設の手順に従って、電極を廃棄してください

R_x ONLY	
	Read Instructions Before Use
	Non Sterile
	30° C STORAGE 40° C OPERATE -40° C 10° C 10° C -40° C 270° C TRANSPORT
	STORAGE 10 to 75 % non-condensing OPERATE 30 to 75 % non-condensing TRANSPORT 10 to 100 % including condensation
	
	Bovie Medical Corporation 5115 Ulmerton Road Clearwater, Florida 33760 USA
	
	Emergo Europe Molenstraat 15 2513 BH, The Hague The Netherlands
	
	MC-15493 Rev. 8 2014-03-04